

VBM Kühlmütze

Mobiles System für milde therapeutische Hypothermie im Rettungsdienst

Milde Hypothermie wirkt neuroprotektiv und verbessert das neurologische Outcome nach einer Phase vollständiger zerebraler Hypoxie und Ischämie. Die Kühlung führt zu verzögertem Zelltod und senkt die zerebrale Stoffwechselrate für Sauerstoff (ERC-Leitlinien zur Reanimation 2010).

- schnelle und einfache Anwendung ohne die Notwendigkeit von teurem Equipment
- schnellstmögliche Kopfkühlung während und nach der Reanimation
- ermöglicht Kühlung während dem Transport des Patienten
- eine Größe, für Erwachsene und Kinder
- kompakt, zur idealen Lagerung im Kühlschranks des RTW
- transparent, Blutungen können sofort erkannt werden




BESTELLINFORMATION

Kühlmütze

zum Einmalgebrauch, aus transparentem Material mit elastischem Band zur Fixierung am Hals

REF 34-50-001 VE 1



Hypothermie-Kit

bestehend aus Isoliertasche, Kühlmütze, Hals- und Schulterkaltauflage sowie zwei Kühlakkus

REF 34-50-209 VE 1

Hals- und Schulterkaltauflage

zum Einmalgebrauch, mit Fixierung zur Befestigung an der Kühlmütze

REF 34-50-111 VE 1



Isoliertasche

speichert die Kälte über mehrere Stunden

REF B-100-00-N VE 1

